

## Műszaki adatok

### 3R60

Cikkszám	3R60	3R60=KD	3R60=ST	3R60=HD	3R60=VC	3R60-PRO	3R60-PRO=KD	3R60-PRO=ST	3R60-PRO=HD
<b>Alkalmazási terület</b>	Combamputáció	Térd exartikuláció	Combamputáció (hosszú csonk esetén)	Csípő exartikuláció	Combamputáció	Combamputáció	Térd exartikuláció	Combamputáció (hosszú csonk esetén)	Csípő exartikuláció
<b>Aktivitási szint</b>	MG 2-3 (max. 125 kg)	MG 2-3 (max. 125 kg)	MG 2-3 (max. 125 kg)	MG 2-3 (max. 125 kg)	MG 2-3 (max. 125 kg)	MG 2-3 (max. 75 kg)	MG 2-3 (max. 75 kg)	MG 2-3 (max. 75 kg)	MG 2-3 (max. 75 kg)
<b>Proximális csatlakozó</b>	Piramis adapter	Lamináló adapter	Menetes csatlakozó	Piramis adapter 10° anterior irányú dőléssel	Piramis adapter	Piramis adapter (eltolható)	Lamináló adapter	Menetes csatlakozó	Piramis adapter 10° anterior irányú dőléssel
<b>Disztális csatlakozó</b>	Piramis adapter	Piramis adapter	Piramis adapter	Piramis adapter	Piramis adapter	Piramis adapter	Piramis adapter	Piramis adapter	Piramis adapter
<b>Legnagyobb térdhajlási szög</b>	175°	145°	125°	175°	173°	175°	145°	125°	175°
<b>Súly</b>	845 g	940 g	845 g	880 g	890 g	770 g	840 g	750 g	770 g
<b>Rendszermagasság</b>	171 mm	193 mm	189 mm	174 mm	174 mm	150 mm	169 mm	165 mm	150 mm