

ottobock.



# Skippi

## Elektromos kerekesszék gyermekeknek

A Skippivel naponta új tapasztalatok várják a mindenre kíváncsi kisgyermeket. Keskeny, gyors és fordulékony. Önállóságot és függetlenséget nyújt a gyermekeknek, a szülők számára pedig megnyugtató a tudat, hogy a kerekesszék nem borulékony, sebessége a normál járás sebességéhez igazított. Vidám színeinek és játékos felszereltségének köszönhetően hamar megkedvelik a gyermekek.

Quality for life

## Standard felszereltség:

- A váz színkombinációjától függően az ülés- és háttámla huzata: piros/fekete vagy kék/fekete
- Standard ülés hátsó zsebbel
- Ülőpárna (szivacs)
- Hátsó kerekek alu felnível
- Hátsó kerekek sárhányóval
- 8" tömörgumi első kerekek
- 28 Ah AGM gondozásmentes akkumulátorok
- Akkutöltő

## Opciók

- Magasságban állítható tolófogantyú
- Vezérlés kíséző részére
- Egyrészes lábtartó panel
- Világítás
- Kézi kürt
- Terápiás asztal
- Lökharító
- Készlet autóban szállításhoz




• Squiggles ültetőrendszerrel



• Mygo ültetőrendszerrel



• Ülészbillentés



• Levehető lökhárító



• Vezérlés kíséző részére



• Világítás (a német KRESZ előírásoknak megfelelően)

Műszaki adatok	
Max. terhelhetőség	50 kg
Ülésszélesség	30–38 cm
Ülésmélység	28–38 cm
Ülésmagasság (párna nélkül)	43 cm
Fordulási kör	55 cm
Teljes szélesség	57 cm
Teljes hossz lábtartóval	85 cm
Háttámla-magasság	35–46 cm
Lábszárhossz	15–38 cm
Karfa-magasság	16.5–23.5
Háttámla dőlésszög	-9° to +30°
Ülészbillentés	20° mechanikus/elektromos
Sebesség	6 km/h
Max. hatótávolság	30 km
Akku max. töltési idő	12 óra
Akadályleküzdő képesség	5 cm
Kapaszkodó képesség	12%
Súly	68 kg



• Kézi kürt



• Készlet autóban szállításhoz