

ottobock.



Zenit

Az Ottobock aktív kerekesszékeinek legújabb generációja, mely egyesíti a különböző kategóriájú aktív székek előnyeit. Az ülés alatti zárnak köszönhetően stabil és strapabíró, mint egy merev vázas eszköz, és mivel nem csak összecsukszható, de a háttámlája is lehajtható, így szállításkor kisebb, mint egy keresztvázas kerekesszék.

Quality for life

Zenit

Tulajdonságok:

- Egy mozdulattal kinyitható váz
- Teljesen lehajtható háttámla
- Alumínium vagy karbon váz
- Billenésgátló
- Design elemek
- Küllővédő
- Spinerge kerekek
- Alumínium vagy karbon ruhavédős oldaltámla



Műszaki adatok:

Ülésszélesség	320-460 mm
Ülés mélység	360-500 mm
Ülésmagasság elöl	380-540 mm
Ülésmagasság hátul	370-500 mm
Háttámla magasság	250-500 mm
Lábszárhossz	280-510 mm
Teljes szélesség	490 mm-től
Teljes hosszúság	720 mm-től
Terhelhetőség	120 kg
Súly	8,9 kg-tól

Alapszínek:

 Green, anodised matte	 Gold, anodised matte	 Red, anodised matte
 Jet black, anodised matte	 Violet, anodised matte	 Blue, anodised matte
 Orange, anodised matte	 Anthracite, anodised matte	

Felárral rendelhető színek:

 Sparkle light orange	 Vinho sparkle	 Candy red
 Marine blue	 Sky blue	 Sparkle granny-smith
 Ice blue	 White RAL 0016	 Brilliant silver
 Anthracite metallic	 Shimano matte	 Jet black RAL 0005
 Jet black RAL 0005 matte		